


取扱説明書

[TNH01P12-03]

製品内容

- ① ゲル本体 ② 付属ローション
③ ゲルトレイ ④ クリアカバー
⑤ ゲルスタンド ⑥ 輸送用固定パーツA
⑦ 輸送用固定パーツB




取り出し方法

ケースを開けて、ゲル本体を取り出します。※開封時にゲル内部に入っている輸送用固定パーツA,Bは廃棄して下さい。


使用方法①

ゲル本体をひっくり返して下さい。外観形状が内側に来ることで、刺激を生み出すディテールとなります。




洗浄方法

ゲル本体をひっくり返しながら裏表面に付着したローション等を良く洗い流して下さい。



乾燥方法

洗浄後は、裏表面の水気を良く拭き取り、ディテール面を表側にして、台座の中腹までゲルを被せて乾燥させて下さい。




使用方法②

ローションを挿入口の周りと内部に塗布し、内部の空気を抜きながら挿入してお楽しみ下さい。


ご使用後は

ゲル本体をゲルトレイに立てることができ、身体に付着したローションを拭き取る時に便利です。



保管方法

乾燥後は、ゲルを台座の最後まで被せて、クリアカバーを被せて保管して下さい。



新開発の抗菌ゲルにより、TENGA 3Dに付着する細菌を99.9%以上カット！衛生的に繰り返しご使用いただけます。 ※日本工業規格 JIS Z 2801に準じる抗菌試験により、抗菌効果が認められた製品です。

With our new antibacterial elastomer, the TENGA 3D prevents over 99.9% of bacteria from attaching to the TENGA 3D! Enjoy hygienic use time and time again.

※Antibacterial tests were performed in accordance with Japanese Industrial Standard JIS Z 2801.

【2回目以降のご使用について】

付属のローションには1回分のTENGA HOLE LOTION REALが入っています。2回目以降のご使用にはTENGA製のローションを別途ご購入下さい。

TENGA 3DにはTENGA HOLE LOTIONシリーズがオススメです。

[MILD]: 優しく包み込む! まったり絡みつき系 [REAL]: 潤い超リアル! 本物志向系 [WILD]: 刺激クッキリ! メリハリ刺激系 [SOLID]: 鮮明なエッジ感! くっきり刺激系

【使用上の注意】

○使用後はぬるま湯、又は石鹸等で洗い流して下さい。○肌に傷、はれもの、湿疹等、異常がある場合は使用しないで下さい。○お肌に異常が現れた時は使用を止め、医師等にご相談下さい。○浴室で使用する場合は、滑りやすくなる恐れがありますので、ご注意下さい。○直射日光を避け、冷暗所に保管し、開封後はなるべく早くお使い下さい。○お子様の手の届かぬところに保管して下さい。

【お問い合わせ】TENGA お客様相談センター 0120-0721-38

※受付時間(祝日を除く月~金)10:00~19:00 www.tenga.co.jp

意匠登録済 MADE IN JAPAN 製造元・販売元: 株式会社TENGA

Manufactured by TENGA Co., Ltd. 1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPAN. TENGA Europe GmbH-Immermannstr. 15, 40210 Düsseldorf, GERMANY
U.S Design Patent TENGA 3D(D695,414S) TNH-001 / TENGA 3D SPIRAL (D674,908S) TNH-002 / TENGA 3D MODULE (D674,907S) TNH-003 / TENGA 3D ZEN (D675,331S) TNH-004 / TENGA 3D POLYGON (D674,906S) TNH-005 / TENGA 3D PILE (D674,909S) Modèle déposé Eingetragenes Design
Diseño registrado Modello registrato Registrerad design Wzór zastrzeżony 已获得专利 For more information, please visit: tenga.co

- 材質: エラストマー / ABS / PC / PP ●外形寸法 / W48×D48×H116mm
- 質量: SPIRAL-約266g, MODULE-約279g, ZEN-約283g, POLYGON-約283g, PILE-約277g

【Ingredients】TENGA 3D: Anti-Bacterial Elastomer / Cover・Tray・Stand: Plastic /

- Materials: Elastomer / ABS / PC / PP ●Dimensions (mm) / W48×D48×H116 ●Weight: SPIRAL - Approx: 266g
- MODULE - Approx: 279g ZEN - Approx: 283g POLYGON - Approx: 283g PILE - Approx: 277g